

NAQI® HOT PACK

REUSABLE - WIEDERVERWENDBAR - REUTILISABLE - HERBRUIKBAAR

THERAPY FOR BACK AND MUSCLE PAIN AND OTHER NON-INFLAMMATORY RHEUMATIC DISORDERS

NAQI® Hot Pack, with three detachable sections for microwaves and warm baths. Very hygienic and time-saving solution for heat therapy applications. The NAQI® Hot Pack will stay warm for a minimum of 45 minutes.

INSTRUCTIONS

Microwave: Distribute the gel evenly along the NAQI® Hot Pack, especially in the corners. Heat for 3 minutes and then leave in the microwave to stand for a further 30 seconds. When the HotPack is not warm enough place another 30 seconds in the microwave. Apply the NAQI® HotPack with the protective sleeve. Remove from the microwave. Wait a further 30 seconds and apply the NAQI® Hot Pack. To re-apply the Hot Pack immediately, put it back in the microwave for a further 2 minutes. All timings are approximate and depend on microwave output. To start up using the NAQI® HotPack put the microwave on low wattage. (450w)

Warm water bath: Heat the water to 75°C. Leave the NAQI® Hot Pack to soak for 10 min.

Warning:

- Avoid contact with open wounds.
- Never heat the NAQI® Hot Pack beyond 70° C.
- Never bring into contact with sharp objects.
- Never place the pack on a heating element.
- Follow the instructions strictly.
- The NAQI® Hot Pack can be supplied with a customised non-woven Hot Pack sleeve 37 x 37 cm.

Measurement: 37 x 37 cm - model with three detachable sections.

WÄRMETHERAPIE BEI RÜCKEN- UND MUSKELSCHMERZEN SOWIE BEI ANDEREN NICHT ENTZÜNDLICHEN RHEUMATISCHEN BESCHWERDEN.

NAQI® Hot Pack mit drei abscheidbaren fächern für mikrowellen und warmebad Sehr hygienische und zeitsparende Lösung für thermotherapeutische Anwendungen. Das NAQI® Hot Pack bleibt zumindest 45 Minuten warm.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Mikrowelle: Das Gel gleichmäßig über das Hotpack verteilen, vor allem in den Ecken. 3 Minuten lang aufwärmen und anschließend 30 Sekunden in der Mikrowelle liegen lassen. Falls noch nicht warm genug, weitere 30 Sekunden aufwärmen. Das NAQI® Hotpack mit einer Schutzhülle anwenden. Bei unmittelbarer erneuter Verwendung genügen 2 Minuten in der Mikrowelle. Die genaue Dauer hängt vom Typ der Mikrowelle ab. Beim Starten der Mikrowelle die niedrigste Wattzahl einstellen. (450 w)

Wärmebad: Das Wasser auf 75° C erwärmen. Den NAQI® Hot Pack 10 Min. in das heiße Wasser.

Achtung:

- Kontakt mit offene Wunde vermeiden.
- Das NAQI® Hot Pack niemals auf mehr als 75° C erwärmen.
- Das NAQI® Hot Pack niemals mit scharfen Gegenständen in Berührung bringen.
- Niemals auf ein Heizelement legen.
- Die Gebrauchsanweisung strikt befolgen.
- Das NAQI® Hot Pack kann mit einer angepassten, nicht gewebten Hot Pack-Einstecktasche 37 x 37 cm geliefert werden.

Masse: 37 x 37 cm - modèle à trois compartiments déchirables.

THERMOTHERAPIE EN CAS DE DOULEURS DORSALES ET MUSCULAIRES ET D'AUTRES SYMPTOMES RHUMATISMAUX NON INFLAMMATOIRES.

Hot Pack NAQI® en trois compartiments déchirables pour le four à micro-ondes et le bain d'eau chaude. Solution très hygiénique et permettant de gagner beaucoup de temps pour les applications thermothérapeutiques. Le Hot Pack NAQI® reste chaud pendant 45 minutes au minimum.

MODE D'EMPLOI

Four à micro-ondes: Distribuez le gel également sur le NAQI® Hot Pack, surtout dans les coins. Réchauffer le Hot Pack NAQI pendant 3 min et le laisser ensuite encore 30 secondes dans le four. Si le NAQI® Hot Pack n'est pas encore à température, réchauffez le encore 30 secondes au micro-ondes. Appliquez le NAQI Hot Pack toujours en utilisant la housse protectrice. Attendre à nouveau 30 secondes et appliquer le Hot Pack NAQI seulement ensuite. En cas de réutilisation immédiate, 2 minutes au four à micro-ondes sont suffisantes. La durée précise dépend du type de four. Au début de l'utilisation de Naqi HotPack mettre le micro-ondes sur une faible puissance. (450w)

Bain d'eau chaude: Chauffer l'eau jusqu'à 75°C et immerger le Hot Pack NAQI® pendant 10 min.

Attention:

- Eviter tout contact avec plaie ouverte.
- Ne jamais chauffer le Hot Pack NAQI au-delà de 70°C
- Ne pas mettre le Hot Pack NAQI en contact avec des objets tranchants.
- Ne jamais placer le Hot Pack NAQI sur un élément chauffant
- Suivre strictement les instructions d'utilisation.
- NAQI peut également livrer une housse en non-tissé de 37 x 37 cm pour le Hot Pack NAQI.

Dimensions: 37 x 37 cm - modèle à trois compartiments déchirables.

WARMTETHERAPIE BIJ RUG- EN SPIERPIJNEN EN BIJ ANDERE NIET-INFLAMMATOIRE REUMATISCHE KLACHTEN.

NAQI® Hot Pack met drie afknipbare vakken microgolfoven en warmwaterbad. Zeer hygiënische en tijdbesparende oplossing voor thermothérapeutische toepassingen. De NAQI® Hot Pack blijft minimum 45 minuten warm.

GEBRUIKSAANWIJZING

Microgolfoven: De gel gelijkmatig verdelen over de NAQI® Hot Pack, zeker in de hoeken. 3 minuten opwarmen en daarna nog 30 seconden in de oven laten liggen. Indien nog niet warm genoeg nog 30 seconden in de microgolf. De NAQI® Hot Pack aanbrengen met een beschermhuls. Bij onmiddellijk hergebruik volstaan 2 min. in de microgolf. De precieze duur hangt af van het type oven. Bij opstart microgolfoven instellen op lage wattage. (450w)

Warmwaterbad: Het water verwarmen tot 75°C. De NAQI® Hot Pack 10 min. in het water dompelen.

Waarschuwing:

- Vermijd contact met open wonden.
- De NAQI® Hot Pack nooit verwarmen tot meer dan 70°C.
- Niet in aanraking brengen met scherpe voorwerpen.
- Nooit op een verwarmingselement leggen.
- De gebruiksaanwijzingen strikt volgen.
- De NAQI® Hot Pack kan worden geleverd met een aangepaste non-woven Hot Pack huls 37x37cm.

Afmeting: 38x32cm - model met drie afknipbare vakken.

160714.4



NAQI® nv/sa

Stadsbeemd 1037, B-3545 Halen, Belgium
tel. +32(0)13 460 190 fax. +32(0)13 460 199
info@naqi.com - www.naqi.com